




Instruction Manual

LIROMA MANUAL STAND

For Horizontal and Vertical Use



Language Index

English: Page 01-15

Nederlands: Pagina 16-28

Deutsch: Seite 29-41

Français: Page 42-54

Table of Contents

Stand components & hardware	06
Product overview	07
Assembly instructions	08
Using the RTL stand	12
Care and maintenance	14
Warranty	15

Welcome to Liroma Red Light Therapy

Thank You for Choosing Liroma Red Light Therapy!

At Liroma, we are committed to helping our customers feel healthier, fitter, and more relaxed. To support this goal, we offer a wide range of high-quality red light therapy products designed to promote overall wellbeing.

The RTL Stand is designed to provide a stable, adjustable mounting solution for your compatible Liroma red light therapy panel, allowing you to position it comfortably over a bed, sofa, or other suitable location.

The stand features adjustable height and angle settings, making it easy to position your therapy panel for a wide range of treatment applications while improving comfort and ease of use.

The RTL Stand is compatible with all Liroma RTL therapy panels. It is not compatible with the Liroma Ultra, Multi or products from other manufacturers.

For safe operation, use this stand only with compatible Liroma red light therapy panels and do not exceed the maximum supported load specified in this manual.

Important Notes:

- The RTL Stand is designed to improve the positioning and mobility of your compatible Liroma therapy panel, allowing it to be adjusted to different heights and angles for comfortable use.
- When repositioning the stand, lower the therapy panel to a comfortable height to improve stability and maneuverability.
- When the stand is not in use, store it in a clean, dry indoor location to help protect its finish and moving components.
- Periodically inspect the stand for signs of wear and clean it with a soft, dry or slightly damp cloth. Avoid using abrasive cleaners or solvents.

Thank you for trusting Liroma as part of your wellness journey.

With appreciation,

The Liroma Team




WARNINGS:

Improper assembly or installation may result in serious personal injury or property damage. Read and follow all instructions before assembling or using this product.


- If you do not understand these instructions, or if any parts are damaged or missing, contact Liroma Customer Support before assembly.
- Do not assemble or use this product if any component is damaged or missing. Use only genuine replacement parts supplied by Liroma.
- The maximum supported load is 9.8 kg (21.6 lbs.). Do not exceed this weight limit.
- This stand contains moving and adjustable parts. Keep hands and fingers clear of moving components during adjustment to avoid injury.
- Use this stand only for its intended purpose and only with compatible Liroma red light therapy panels.
- Do not modify this product or use non-approved accessories. Liroma is not responsible for damage or injury resulting from product modifications, improper assembly, incorrect installation, or exceeding the maximum weight capacity.
- **WARNING:** Children must not climb, hang, or play on the stand or mounted therapy panel. The stand may tip over, resulting in serious injury or death.
- Do not place toys, remote controls, or other attractive objects on the mounted therapy panel, as this may encourage children to climb on the stand.
- Use only with compatible Liroma therapy panels. Installing incompatible products or products exceeding the maximum weight capacity may cause the stand to become unstable, resulting in injury or property damage.

Note: The illustrations in this manual are provided for reference only. Your product may vary slightly in appearance. Follow the assembly instructions to ensure correct installation.

Stand Components & Hardware



A Long Screw
× 4



B Medium
Screw × 4




C Short Screw
× 5




D Hand
Tightening
Knob × 9



E Left Base Tube
× 1




F Right Base
Tube × 1



G Support Rod
× 1




H Lift Rod
× 1



I Base Connecting
Tube × 1



J Rotating Rod
× 1



K Mounting
Hook × 2



L Swivel
Caster
× 4




M Protective Cap
× 2



Instruction
Manual × 1

Product Overview




1. Panel Mount Lock Knob
2. Mounting Rail
3. Mounting Hook
4. Tilt Lock Knob
5. Base Assembly
6. Pivot Lock Knob
7. Height adjustment knob
8. Support Rod
9. Swivel Caster

Assembly Instructions


Step 1: Assemble the Base

1. Align the Left Base Tube (E) and Right Base Tube (F) with the Base Connecting Tube (I).
2. Insert the Medium Screws (B) through the mounting holes and tighten all the screws securely using the appropriate tool.




Step 2: Install the Casters

1. Turn the assembled base upside down.
2. Screw the Swivel Casters (L) into the threaded holes at the ends of the base tubes. Tighten each caster securely.



Step 3: Install the Support Rod

1. Insert the Support Rod (G) into the centre opening of the base.
2. Secure the support rod using Long Screws (A).
3. Turn the base over and insert Short Screw (C) into the bottom of the base to lock the support rod in place. Tighten all screws securely.



Step 4: Install the Lift Rod

1. Insert the Lift Rod (H) into the Support Rod (G). Adjust the lift rod to the desired height by aligning the adjustment holes.
2. Insert the Protective Caps (M) into the top openings of the support rod and lift rod.
3. Secure the lift rod using Hand Tightening Knobs (D). Tighten both knobs firmly to lock the lift rod at the selected height.




Note:

- Align the adjustment holes before installing the hand-tightening knobs.
- Ensure both knobs are fully tightened before mounting the therapy panel.

Step 5: Install the Rotating Rod

1. Insert the Rotating Rod (J) into the top of the Lift Rod (H).
2. Secure the rotating rod using Hand Tightening Knob (D) on the side of the lift rod.
3. Tighten the knob firmly to lock the rotating rod in position.




Mounting Orientation

The rotating rod can be installed in two orientations depending on how you intend to mount the therapy panel.


- **Horizontal Panel Mounting**

Position the rotating rod so that the row of mounting holes faces upward. This orientation allows the panel to be mounted horizontally.



- **Vertical Panel Mounting**


Rotate the rod 90° so that the row of mounting holes faces sideways. This orientation allows the panel to be mounted vertically.



Important: Verify that the mounting holes face the correct direction before tightening the hand-tightening knob. This will ensure the therapy panel can be installed correctly in the desired orientation.

Step 6: Mount the Therapy Panel

1. Attach the Mounting Hooks (K) to the back of the therapy panel using Short Screws (C). Tighten the screws securely.
2. Lift the therapy panel and carefully place the mounting hooks onto the Rotating Rod (J).
3. Align the mounting holes on the hooks with the holes in the rotating rod.
4. Secure the panel using Hand Tightening Knobs (D). Tighten both knobs firmly.
5. Check that the therapy panel is level and securely fastened before use.




Important: Before each use, ensure both hand tightening knobs are fully tightened and the therapy panel is securely mounted. Do not use the stand if the panel is loose or unstable.

Using the RTL Stand

The RTL Stand allows your compatible Liroma therapy panel to be positioned in different orientations to suit your treatment needs.


Vertical Orientation:

1. Use the panel in the vertical position when treating larger areas of the body, such as:
 - Back
 - Spine
 - Legs
 - Full-body standing treatments
2. Adjust the height and tilt of the stand so the treatment area is centered in front of the therapy panel.



Horizontal Orientation:

1. Rotate the mounting assembly so the panel is in the horizontal position when treating areas while lying down or when a wider treatment area is preferred, such as:
 - Chest
 - Abdomen
 - Shoulders
 - Full-body treatments over a bed or sofa
2. Adjust the height and angle to position the panel comfortably above the treatment area.



Care and Maintenance

Proper care will help maintain the stability and appearance of your Liroma Stand.

- Wipe the stand with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not use abrasive cleaners, solvents, or harsh chemicals.
- Keep the stand dry at all times. Do not immerse any part of the stand in water or allow liquids to enter the adjustment mechanisms.
- Regularly inspect all screws, hand-tightening knobs, and mounting components. Tighten any loose hardware before use.
- Check the casters periodically to ensure they rotate freely and remain securely attached. Remove any dirt or debris that may affect movement.
- Inspect the stand for signs of wear, damage, or deformation. Do not use the stand if any component is damaged or unstable.
- When moving the stand, push it slowly on a level surface. Avoid sudden impacts, uneven surfaces, or obstacles that could cause the stand to tip.
- Store the stand indoors in a clean, dry location away from excessive moisture, direct sunlight, and corrosive environments.
- Use only genuine Liroma replacement parts. Do not modify the stand or replace components with non-approved parts.

Important: Always ensure the therapy panel is securely mounted and all hand-tightening knobs are fully tightened before each use.

Warranty

A limited two-year warranty from the date of purchase covers the Liroma Stand. This warranty applies only to the original purchaser and is non-transferable.

This warranty covers defects in materials and workmanship under normal use during the applicable warranty period. If a defect arises during the warranty period, Liroma will, at its discretion, repair or replace the defective product or defective part at no additional charge.

If the product cannot be repaired or replaced, Liroma may provide an equivalent replacement product or refund the original purchase price, subject to applicable consumer laws.

For the first 180 days after the date of purchase, Liroma will cover the shipping costs associated with an approved warranty claim. After the first 180 days, the customer is responsible for the cost of shipping the product to Liroma for warranty service. Any repaired or replacement product will be covered for the remainder of the original warranty period.

This warranty does not cover damage resulting from:

- Misuse, abuse, or negligence.
- Improper installation or maintenance.
- Unauthorized modification or repair.
- Improper storage or transportation.
- Normal wear and tear.
- Theft, loss, or accidental damage.

Any attempt to disassemble, modify, or repair the product by anyone other than an authorized service technician may result in injury and will void this warranty. Liroma is not liable for any damage, injury, or loss resulting from unauthorized disassembly, repair, or attempted repair of the product.

Inhoudsopgave

Onderdelen van de standaard en bevestigingsmaterialen	19
Productoverzicht	20
Montage-instructies	21
De RTL-standaard gebruiken	25
Onderhoud en verzorging	27
Garantie	28

Welkom bij Liroma Roodlichttherapie

Bedankt dat u hebt gekozen voor Liroma Roodlichttherapie!

Bij Liroma zetten we ons in om onze klanten te helpen zich gezonder, fitter en meer ontspannen te voelen. Om dit doel te ondersteunen, bieden wij een breed assortiment hoogwaardige roodlichttherapieproducten aan die zijn ontworpen om het algehele welzijn te bevorderen.

De RTL-standaard is ontworpen als een stabiele en verstelbare montageoplossing voor uw compatibele Liroma-roodlichttherapiepaneel, zodat u het comfortabel boven een bed, bank of een andere geschikte locatie kunt positioneren.

De standaard beschikt over verstelbare hoogte- en hoekinstellingen, waardoor u uw therapiepaneel eenvoudig kunt positioneren voor een breed scala aan behandelingen en tegelijkertijd het comfort en gebruiksgemak verbetert.

De RTL-standaard is compatibel met alle Liroma RTL-therapiepanelen. Hij is niet compatibel met de Liroma Ultra, Liroma Multi of producten van andere fabrikanten.

Gebruik deze standaard voor een veilige werking uitsluitend met compatibele Liroma-roodlichttherapiepanelen en overschrijd de maximale draagbelasting die in deze handleiding is vermeld niet.

Belangrijke opmerkingen:

- De RTL-standaard is ontworpen om de positionering en mobiliteit van uw compatibele Liroma-therapiepaneel te verbeteren, zodat het eenvoudig op verschillende hoogtes en hoeken kan worden ingesteld voor comfortabel gebruik.
- Wanneer u de standaard verplaatst, laat het therapiepaneel dan zakken tot een comfortabele hoogte om de stabiliteit en wendbaarheid te verbeteren.
- Wanneer de standaard niet wordt gebruikt, bewaar deze dan op een schone, droge binnenlocatie om de afwerking en bewegende onderdelen te beschermen.
- Controleer de standaard regelmatig op tekenen van slijtage en reinig deze met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

Bedankt dat u Liroma vertrouwt als onderdeel van uw welzijnsreis.

Met vriendelijke groet,

Het Liroma-team


WAARSCHUWINGEN:

Onjuiste montage of installatie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade. Lees en volg alle instructies voordat u dit product monteert of gebruikt.


- Als u deze instructies niet begrijpt, of als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan vóór de montage contact op met de klantenservice van Liroma.
- Monteer of gebruik dit product niet als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen die door Liroma zijn geleverd.
- De maximale draagbelasting is 9,8 kg (21,6 lbs.). Overschrijd deze gewichtsgrens niet.
- Deze standaard bevat bewegende en verstelbare onderdelen. Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen tijdens het aanpassen om letsel te voorkomen.
- Gebruik deze standaard uitsluitend voor het beoogde doel en alleen met compatibele Liroma-roodlichttherapiepanelen.
- Wijzig dit product niet en gebruik geen niet-goedgekeurde accessoires. Liroma is niet verantwoordelijk voor schade of letsel veroorzaakt door productwijzigingen, onjuiste montage, verkeerde installatie of het overschrijden van de maximale draagcapaciteit.
- **WAARSCHUWING:** Kinderen mogen niet op de standaard of het gemonteerde therapiepaneel klimmen, eraan hangen of ermee spelen. De standaard kan omvallen, wat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Plaats geen speelgoed, afstandsbedieningen of andere aantrekkelijke voorwerpen op het gemonteerde therapiepaneel, omdat dit kinderen kan aanmoedigen om op de standaard te klimmen.
- Gebruik uitsluitend met compatibele Liroma-therapiepanelen. Het installeren van incompatibele producten of producten die de maximale draagcapaciteit overschrijden, kan ervoor zorgen dat de standaard instabiel wordt, wat kan leiden tot letsel of materiële schade.

Opmerking: De afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. Uw product kan er qua uiterlijk enigszins anders uitzien. Volg de montage-instructies om een correcte installatie te garanderen.

Onderdelen van de standaard en bevestigingsmaterialen



A Lange schroef
× 4




B Middellange
schroef × 4




C Korte schroef
× 5



D Handvastdraaiknop
× 9



E Linker
basisonderdeel × 1




F Rechter
basisonderdeel
× 1



G Steunstang
× 1




H Hefstang
× 1




I Basisverbindingsbuis
× 1



J Draaistang
× 1



K Montagehaak
× 2



L Zwenkwiel
× 4




M Beschermkap
× 2



Handleiding
× 1

Productoverzicht




1. Vergrendelingsknop voor paneelmontage
2. Montagerail
3. Montagehaak
4. Kantelvergrendelingsknop
5. Basismontage
6. Draaivergrendelingsknop
7. Hoogteverstellingsknop
8. Steunstang
9. Zwenkwiel

Montage-instructies


Stap 1: De basis monteren

1. Lijn de Linker basisonderdeel (E) en Rechter basisonderdeel (F) uit met de Basisverbindingsbuis (I).
2. Steek de Middellange schroeven (B) door de montagegaten en draai alle schroeven stevig vast met het juiste gereedschap.




Stap 2: De zwenkwielen installeren

1. Draai de gemonteerde basis ondersteboven.
2. Schroef de Zwenkwielen (L) in de schroefdraadgaten aan de uiteinden van de basisonderdelen. Draai elk zwenkwiel stevig vast.



Stap 3: De steunstang installeren

1. Plaats de Steunstang (G) in de middelste opening van de basis.
2. Bevestig de steunstang met de Lange schroeven (A).
3. Draai de basis om en plaats de Korte schroef (C) aan de onderkant van de basis om de steunstang op zijn plaats te vergrendelen. Draai alle schroeven stevig vast.



Stap 4: De hefstang installeren

1. Plaats de Hefstang (H) in de Steunstang (G). Stel de hefstang in op de gewenste hoogte door de verstelgaten uit te lijnen.
2. Plaats de Beschermkappen (M) in de bovenste openingen van de steunstang en de hefstang.
3. Bevestig de hefstang met de Handvastdraaiknoppen (D). Draai beide knoppen stevig vast om de hefstang op de gekozen hoogte te vergrendelen.



Opmerking:

- Lijn de verstelgaten uit voordat u de handvastdraaiknoppen installeert.
- Zorg ervoor dat beide knoppen volledig zijn vastgedraaid voordat u het therapiepaneel monteert.

Stap 5: De draaistang installeren

1. Plaats de Draaistang (J) in de bovenkant van de Hefstang (H).
2. Bevestig de draaistang met de Handvastdraaiknop (D) aan de zijkant van de hefstang.
3. Draai de knop stevig vast om de draaistang in positie te vergrendelen.




Montagerichting

De draaistang kan in twee richtingen worden geïnstalleerd, afhankelijk van de manier waarop u het therapiepaneel wilt monteren.

- **Horizontale paneelmontage**

Plaats de Draaistang zo dat de rij met montagegaten naar boven gericht is. Deze richting maakt het mogelijk om het paneel horizontaal te monteren.



- **Verticale paneelmontage**


Draai de stang 90° zodat de rij met montagegaten naar de zijkant gericht is. Deze richting maakt het mogelijk om het paneel verticaal te monteren.



Belangrijk: Controleer of de montagegaten in de juiste richting wijzen voordat u de handvastdraaiknop vastdraait. Dit zorgt ervoor dat het therapiepaneel correct in de gewenste richting kan worden geïnstalleerd.

Stap 6: Het therapiepaneel monteren

1. Bevestig de Montagehaken (K) aan de achterkant van het therapiepaneel met behulp van de Korte schroeven (C). Draai de schroeven stevig vast.
2. Til het therapiepaneel op en plaats de montagehaken voorzichtig op de Draaistang (J).
3. Lijn de montagegaten op de haken uit met de gaten in de draaistang.
4. Bevestig het paneel met de Handvastdraaiknoppen (D). Draai beide knoppen stevig vast.
5. Controleer vóór gebruik of het therapiepaneel waterpas staat en stevig is bevestigd.




Belangrijk: Controleer vóór elk gebruik of beide handvastdraaiknoppen volledig zijn vastgedraaid en of het therapiepaneel stevig is gemonteerd. Gebruik de standaard niet als het paneel loszit of instabiel is.

De RTL-standaard gebruiken

Met de RTL-standaard kunt u uw compatibele Liroma-therapiepaneel in verschillende richtingen positioneren, zodat het aan uw behandelbehoeften voldoet.


Verticale stand:

1. Gebruik het paneel in de verticale positie bij het behandelen van grotere lichaamsoppervlakken, zoals:
 - Rug
 - Wervelkolom
 - Benen
 - Volledige lichaamsbehandelingen in staande positie
2. Pas de hoogte en kantelhoek van de standaard aan, zodat het behandelingsgebied gecentreerd voor het therapiepaneel staat.



Horizontale stand:

1. Draai de montageconstructie zodat het paneel in de horizontale positie staat bij behandelingen terwijl u ligt of wanneer een groter behandelingsgebied gewenst is, zoals:
 - Borst
 - Buik
 - Schouders
 - Volledige lichaamsbehandelingen boven een bed of bank
2. Pas de hoogte en hoek aan om het paneel comfortabel boven het behandelingsgebied te positioneren.



Onderhoud en verzorging

Goed onderhoud helpt de stabiliteit en het uiterlijk van uw Liroma -standaard te behouden.

- Veeg de standaard schoon met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of agressieve chemicaliën.
- Houd de standaard altijd droog. Dompel geen enkel onderdeel van de standaard onder in water en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de verstelmecanismen terechtkomen.
- Controleer regelmatig alle schroeven, handvastdraaiknoppen en montageonderdelen. Draai losse onderdelen vast voordat u de standaard gebruikt.
- Controleer de zwenkwielen regelmatig om er zeker van te zijn dat ze vrij kunnen draaien en stevig bevestigd blijven. Verwijder vuil of stof dat de beweging kan beïnvloeden.
- Inspecteer de standaard op tekenen van slijtage, beschadiging of vervorming. Gebruik de standaard niet als een onderdeel beschadigd of instabiel is.
- Duw de standaard bij het verplaatsen langzaam over een vlak oppervlak. Vermijd plotselinge stoten, oneffen oppervlakken of obstakels die ervoor kunnen zorgen dat de standaard omvalt.
- Bewaar de standaard binnenshuis op een schone, droge plaats, uit de buurt van overmatig vocht, direct zonlicht en corrosieve omgevingen.
- Gebruik uitsluitend originele Liroma-vervangingsonderdelen. Wijzig de standaard niet en vervang onderdelen niet door niet-goedgekeurde onderdelen.

Belangrijk: Zorg er vóór elk gebruik altijd voor dat het therapiepaneel stevig is gemonteerd en dat alle handvastdraaiknoppen volledig zijn vastgedraaid.

Garantie

Een beperkte garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum dekt de Liroma -standaard. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende de toepasselijke garantieperiode. Indien er tijdens de garantieperiode een defect ontstaat, zal Liroma naar eigen keuze het defecte product of onderdeel repareren of vervangen zonder extra kosten.

Als het product niet kan worden gerepareerd of vervangen, kan Liroma een gelijkwaardig vervangend product aanbieden of de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen, afhankelijk van de toepasselijke consumentenwetgeving.

Gedurende de eerste 180 dagen na de aankoopdatum dekt Liroma de verzendkosten die verband houden met een goedgekeurde garantieclaim. Na de eerste 180 dagen is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten om het product naar Liroma te sturen voor garantieservice. Elk gerepareerd of vervangen product valt onder de resterende periode van de oorspronkelijke garantie.

Deze garantie dekt geen schade die voortvloeit uit:

- Misbruik, verkeerd gebruik of nalatigheid.
- Onjuiste installatie of onjuist onderhoud.
- Ongeautoriseerde wijzigingen of reparaties.
- Onjuiste opslag of transport.
- Normale slijtage.
- Diefstal, verlies of accidentele schade.

Elke poging om het product te demonteren, aan te passen of te repareren door iemand anders dan een geautoriseerde servicetechnicus kan leiden tot letsel en maakt deze garantie ongeldig. Liroma is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies als gevolg van ongeautoriseerde demontage, reparatie of poging tot reparatie van het product.

Inhaltsverzeichnis

Ständerkomponenten & Befestigungsmaterial	32
Produktübersicht	33
Montageanleitung	34
Verwendung des RTL-Ständers	38
Pflege und Wartung	40
Garantie	41

Willkommen bei der Liroma Rotlichttherapie

Vielen Dank, dass Sie sich für die Liroma Rotlichttherapie entschieden haben!

Bei Liroma setzen wir uns dafür ein, unseren Kunden zu helfen, sich gesünder, fitter und entspannter zu fühlen. Um dieses Ziel zu unterstützen, bieten wir eine breite Auswahl an hochwertigen Rotlichttherapie-Produkten an, die das allgemeine Wohlbefinden fördern.

Der RTL-Ständer wurde entwickelt, um eine stabile und verstellbare Befestigungslösung für Ihr kompatibles Liroma-Rotlichttherapie-Panel bereitzustellen. Dadurch können Sie das Panel bequem über einem Bett, Sofa oder an einem anderen geeigneten Ort positionieren.

Der Ständer verfügt über verstellbare Höhen- und Winkeleinstellungen, sodass Sie Ihr Therapie-Panel einfach für verschiedene Anwendungsbereiche ausrichten können und gleichzeitig mehr Komfort sowie eine einfachere Nutzung erhalten.

Der RTL-Ständer ist mit allen Liroma RTL-Therapie-Panels kompatibel. Er ist nicht kompatibel mit Liroma Ultra, Multi oder Produkten anderer Hersteller.

Für einen sicheren Betrieb verwenden Sie diesen Ständer ausschließlich mit kompatiblen Liroma-Rotlichttherapie-Panels und überschreiten Sie nicht die in dieser Anleitung angegebene maximale Traglast.

Wichtige Hinweise:

- Der RTL-Ständer wurde entwickelt, um die Positionierung und Mobilität Ihres kompatiblen Liroma-Therapie-Panels zu verbessern. Er ermöglicht die Anpassung verschiedener Höhen und Winkel für eine komfortable Anwendung.
- Beim Umpositionieren des Ständers senken Sie das Therapie-Panel auf eine angenehme Höhe ab, um die Stabilität und Handhabung zu verbessern.
- Wenn der Ständer nicht verwendet wird, lagern Sie ihn an einem sauberen, trockenen Ort im Innenbereich, um die Oberfläche und die beweglichen Komponenten zu schützen.
- Überprüfen Sie den Ständer regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und reinigen Sie ihn mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Vielen Dank, dass Sie Liroma als Teil Ihrer Wellness-Reise vertrauen.

Mit herzlicher Wertschätzung,

Das Liroma-Team




WARNHINWEISE:

Eine unsachgemäße Montage oder Installation kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt montieren oder verwenden.


- Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder Teile beschädigt sind bzw. fehlen, wenden Sie sich vor der Montage an den Liroma-Kundensupport.
- Montieren oder verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn eine Komponente beschädigt ist oder fehlt. Verwenden Sie ausschließlich originale Ersatzteile, die von Liroma bereitgestellt werden.
- Die maximale Traglast beträgt 9,8 kg (21,6 lbs.). Überschreiten Sie diese Gewichtsgrenze nicht.
- Dieser Ständer verfügt über bewegliche und verstellbare Teile. Halten Sie Hände und Finger während der Einstellung von beweglichen Komponenten fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie diesen Ständer ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und nur mit kompatiblen Liroma-Rotlichttherapie-Panels.
- Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt vor und verwenden Sie kein nicht zugelassenes Zubehör. Liroma übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch Produktänderungen, unsachgemäße Montage, fehlerhafte Installation oder Überschreitung der maximalen Traglast entstehen.
- **WARNUNG:** Kinder dürfen nicht auf den Ständer oder das montierte Therapie-Panel klettern, sich daran hängen oder damit spielen. Der Ständer kann umkippen und dadurch schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Legen Sie keine Spielzeuge, Fernbedienungen oder andere attraktive Gegenstände auf das montierte Therapie-Panel, da dies Kinder dazu verleiten kann, auf den Ständer zu klettern.
- Verwenden Sie den Ständer ausschließlich mit kompatiblen Liroma-Therapie-Panels. Die Installation inkompatibler Produkte oder von Produkten, die die maximale Traglast überschreiten, kann dazu führen, dass der Ständer instabil wird und Verletzungen oder Sachschäden verursacht.

Hinweis: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann in seinem Erscheinungsbild leicht abweichen. Befolgen Sie die Montageanweisungen, um eine korrekte Installation sicherzustellen.

Ständerkomponenten & Befestigungsmaterial



A Lange Schraube
× 4



B Mittlere Schraube
× 4




C Kurze Schraube
× 5




D Handfeststellknopf
× 9



E Linkes Grundrohr
× 1




F Rechtes Grundrohr × 1



G Stützstange
× 1




H Hubstange
× 1



I Basis-Verbindungsrohr × 1



J Drehstange
× 1



K Befestigungshaken
× 2



L Lenkrolle
× 4




M Schutzkappe
× 2



Bedienhinweise
× 1

Produktübersicht




1. Panel-Montage-Verriegelungsknopf
2. Montageschiene
3. Befestigungshaken
4. Neigungs-Verriegelungsknopf
5. Basisbaugruppe
6. Dreh-Verriegelungsknopf
7. Höhenverstellungsknopf
8. Stützstange
9. Lenkrolle

Montageanleitung


Schritt 1: Montage der Basis

1. Richten Sie das linke Grundrohr (E) und das rechte Grundrohr (F) am Basis-Verbindungsrohr (I) aus.
2. Führen Sie die mittleren Schrauben (B) durch die Befestigungslöcher und ziehen Sie alle Schrauben mit dem geeigneten Werkzeug fest an.




Schritt 2: Montage der Lenkrollen

1. Drehen Sie die montierte Basis um.
2. Schrauben Sie die Lenkrollen (L) in die Gewindelöcher an den Enden der Basisrohre. Ziehen Sie jede Lenkrolle sicher fest.



Schritt 3: Montage der Stützstange

1. Setzen Sie die Stützstange (G) in die mittlere Öffnung der Basis ein.
2. Befestigen Sie die Stützstange mit den langen Schrauben (A).
3. Drehen Sie die Basis um und setzen Sie die kurze Schraube (C) in die Unterseite der Basis ein, um die Stützstange zu fixieren. Ziehen Sie alle Schrauben sicher fest.



Schritt 4: Montage der Hubstange

1. Setzen Sie die Hubstange (H) in die Stützstange (G) ein. Stellen Sie die Hubstange auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie die Einstelllöcher ausrichten.
2. Setzen Sie die Schutzkappen (M) in die oberen Öffnungen der Stützstange und der Hubstange ein.
3. Befestigen Sie die Hubstange mit den Handfeststellknöpfen (D). Ziehen Sie beide Knöpfe fest an, um die Hubstange in der ausgewählten Höhe zu sichern.




Hinweis:

- Richten Sie die Einstelllöcher vor der Montage der Handfeststellknöpfe aus.
- Stellen Sie sicher, dass beide Knöpfe vollständig festgezogen sind, bevor Sie das Therapiepaneel montieren.

Schritt 5: Montage der Drehstange

1. Setzen Sie die Drehstange (J) in die Oberseite der Hubstange (H) ein.
2. Befestigen Sie die Drehstange mit dem Handfeststellknopf (D) an der Seite der Hubstange.
3. Ziehen Sie den Knopf fest an, um die Drehstange in Position zu sichern.




Montageausrichtung

Die Drehstange kann in zwei Ausrichtungen installiert werden, abhängig davon, wie Sie das Therapiepaneel montieren möchten.


- **Horizontale Paneelmontage**

Positionieren Sie die Drehstange so, dass die Reihe der Befestigungslöcher nach oben zeigt. Diese Ausrichtung ermöglicht die horizontale Montage des Paneels.



- **Vertikale Paneelmontage**


Drehen Sie die Stange um 90°, sodass die Reihe der Befestigungslöcher seitlich ausgerichtet ist. Diese Ausrichtung ermöglicht die vertikale Montage des Paneels.



Wichtig: Überprüfen Sie vor dem Festziehen des Handfeststellknopfs, dass die Befestigungslöcher in die richtige Richtung zeigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Therapiepaneel korrekt in der gewünschten Ausrichtung montiert werden kann.

Schritt 6: Montage des Therapiepaneels

1. Befestigen Sie die Befestigungshaken (K) mit den kurzen Schrauben (C) an der Rückseite des Therapiepaneels. Ziehen Sie die Schrauben sicher fest.
2. Heben Sie das Therapiepaneel an und setzen Sie die Befestigungshaken vorsichtig auf die Drehstange (J).
3. Richten Sie die Befestigungslöcher der Haken mit den Löchern in der Drehstange aus.
4. Sichern Sie das Paneel mit den Handfeststellknöpfen (D). Ziehen Sie beide Knöpfe fest an.
5. Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass das Therapiepaneel waagrecht ausgerichtet und sicher befestigt ist.




Wichtig: Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass beide Handfeststellknöpfe vollständig festgezogen sind und das Therapiepaneel sicher montiert ist. Verwenden Sie den Ständer nicht, wenn das Paneel locker oder instabil ist.

Verwendung des RTL-Ständers

Der RTL-Ständer ermöglicht es, Ihr kompatibles Liroma-Therapiepaneel in verschiedenen Ausrichtungen zu positionieren, um Ihren Behandlungsanforderungen gerecht zu werden.


Vertikale Ausrichtung:

1. Verwenden Sie das Paneel in der vertikalen Position, wenn größere Körperbereiche behandelt werden, wie zum Beispiel:
 - Rücken
 - Wirbelsäule
 - Beine
 - Ganzkörperbehandlungen im Stehen
2. Passen Sie die Höhe und Neigung des Ständers so an, dass der Behandlungsbereich mittig vor dem Therapiepaneel positioniert ist.



Horizontale Ausrichtung:

1. Drehen Sie die Montageeinheit, sodass sich das Paneel in der horizontalen Position befindet, wenn Bereiche im Liegen behandelt werden oder ein größerer Behandlungsbereich bevorzugt wird, wie zum Beispiel:
 - Brust
 - Bauch
 - Schultern
 - Ganzkörperbehandlungen über einem Bett oder Sofa
2. Passen Sie die Höhe und den Winkel so an, dass das Paneel bequem über dem Behandlungsbereich positioniert ist.



Pflege und Wartung

Eine ordnungsgemäße Pflege trägt dazu bei, die Stabilität und das Erscheinungsbild Ihres Liroma -Ständers zu erhalten.

- Wischen Sie den Ständer mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
- Halten Sie den Ständer jederzeit trocken. Tauchen Sie keine Teile des Ständers in Wasser und lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Einstellmechanismen eindringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Handfeststellknöpfe und Befestigungskomponenten. Ziehen Sie lose Befestigungsteile vor der Verwendung fest.
- Überprüfen Sie die Rollen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sich frei drehen und sicher befestigt sind. Entfernen Sie Schmutz oder Ablagerungen, die die Bewegung beeinträchtigen könnten.
- Untersuchen Sie den Ständer auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder Verformungen. Verwenden Sie den Ständer nicht, wenn ein Bauteil beschädigt oder instabil ist.
- Bewegen Sie den Ständer langsam auf einer ebenen Fläche. Vermeiden Sie plötzliche Stöße, unebene Oberflächen oder Hindernisse, die zum Umkippen des Ständers führen könnten.
- Lagern Sie den Ständer in Innenräumen an einem sauberen, trockenen Ort, geschützt vor übermäßiger Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und korrosiven Umgebungen.
- Verwenden Sie ausschließlich originale Liroma-Ersatzteile. Verändern Sie den Ständer nicht und ersetzen Sie keine Komponenten durch nicht zugelassene Teile.

Wichtig: Stellen Sie vor jeder Anwendung sicher, dass das Therapiepanel sicher befestigt ist und alle handfest anzuziehenden Drehknöpfe vollständig festgezogen sind.

Garantie

Für den Liroma Stand gilt eine eingeschränkte zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt ausschließlich für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normaler Nutzung während des geltenden Garantiezeitraums auftreten. Sollte während der Garantiezeit ein Defekt auftreten, wird Liroma nach eigenem Ermessen das defekte Produkt oder das defekte Teil kostenlos reparieren oder ersetzen.

Falls das Produkt nicht repariert oder ersetzt werden kann, kann Liroma, vorbehaltlich der geltenden Verbraucherschutzgesetze, ein gleichwertiges Ersatzprodukt bereitstellen oder den ursprünglichen Kaufpreis erstatten.

Für die ersten 180 Tage ab dem Kaufdatum übernimmt Liroma die Versandkosten im Zusammenhang mit einem genehmigten Garantieanspruch. Nach Ablauf der ersten 180 Tage trägt der Kunde die Kosten für den Versand des Produkts an Liroma zur Durchführung der Garantieleistung. Jedes reparierte oder ersetzte Produkt ist für den verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen Garantie abgedeckt.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die entstehen durch:

- Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit.
- Unsachgemäße Installation oder Wartung.
- Nicht autorisierte Änderungen oder Reparaturen.
- Unsachgemäße Lagerung oder unsachgemäßer Transport.
- Normaler Verschleiß.
- Diebstahl, Verlust oder versehentliche Beschädigung.

Jeder Versuch, das Produkt durch eine nicht autorisierte Person zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren, kann zu Verletzungen führen und führt zum Erlöschen dieser Garantie. Liroma haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die durch eine nicht autorisierte Demontage, Reparatur oder einen Reparaturversuch des Produkts entstehen.

Table des matières

Composants et matériel du support	45
Présentation du produit	46
Instructions d'assemblage	47
Utilisation du support RTL	51
Entretien et maintenance	53
Garantie	54

Bienvenue à la thérapie par lumière rouge Liroma

Merci d'avoir choisi la thérapie par lumière rouge Liroma !

Chez Liroma, nous nous engageons à aider nos clients à se sentir en meilleure santé, plus en forme et plus détendus. Pour atteindre cet objectif, nous proposons une large gamme de produits de thérapie par lumière rouge de haute qualité, conçus pour favoriser le bien-être général.

Le support RTL est conçu pour offrir une solution de fixation stable et réglable pour votre panneau de thérapie par lumière rouge Liroma compatible, vous permettant de le positionner confortablement au-dessus d'un lit, d'un canapé ou dans tout autre emplacement approprié.

Le support dispose de réglages de hauteur et d'angle ajustables, facilitant le positionnement de votre panneau de thérapie pour une large gamme d'applications de traitement, tout en améliorant le confort et la facilité d'utilisation.

Le support RTL est compatible avec tous les panneaux de thérapie Liroma RTL. Il n'est pas compatible avec les produits Liroma Ultra, Multi ou les produits d'autres fabricants.

Pour une utilisation en toute sécurité, utilisez ce support uniquement avec des panneaux de thérapie par lumière rouge Liroma compatibles et ne dépassez pas la charge maximale supportée indiquée dans ce manuel.

Notes importantes :

- Le support RTL est conçu pour améliorer le positionnement et la mobilité de votre panneau de thérapie Liroma compatible, en permettant de l'ajuster à différentes hauteurs et angles pour une utilisation confortable.
- Lors du repositionnement du support, abaissez le panneau de thérapie à une hauteur confortable afin d'améliorer la stabilité et la maniabilité.
- Lorsque le support n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit intérieur propre et sec afin de préserver sa finition et ses composants mobiles.
- Inspectez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure et nettoyez-le avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des solvants.

Merci de faire confiance à Liroma dans le cadre de votre parcours vers le bien-être.

Avec toute notre gratitude,

L'équipe Liroma


AVERTISSEMENTS :

Un assemblage ou une installation incorrects peuvent entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Lisez et suivez toutes les instructions avant d'assembler ou d'utiliser ce produit.


- Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service client Liroma avant l'assemblage.
- N'assemblez pas et n'utilisez pas ce produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine fournies par Liroma.
- La charge maximale supportée est de 9,8 kg (21,6 lb). Ne dépassez pas cette limite de poids.
- Ce support comporte des pièces mobiles et réglables. Gardez vos mains et vos doigts éloignés des composants mobiles lors des réglages afin d'éviter tout risque de blessure.
- Utilisez ce support uniquement pour l'usage auquel il est destiné et exclusivement avec des panneaux de thérapie par lumière rouge Liroma compatibles.
- Ne modifiez pas ce produit et n'utilisez pas d'accessoires non approuvés. Liroma décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant de modifications du produit, d'un assemblage incorrect, d'une installation inappropriée ou du dépassement de la capacité de charge maximale.
- **AVERTISSEMENT :** Les enfants ne doivent pas grimper, se suspendre ou jouer sur le support ou le panneau de thérapie monté. Le support pourrait basculer et entraîner des blessures graves, voire la mort.
- Ne placez pas de jouets, de télécommandes ou d'autres objets attrayants sur le panneau de thérapie monté, car cela pourrait encourager les enfants à grimper sur le support.
- Utilisez uniquement avec des panneaux de thérapie Liroma compatibles. L'installation de produits incompatibles ou de produits dépassant la capacité de charge maximale peut rendre le support instable et entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Remarque : Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement. Votre produit peut présenter de légères différences d'apparence. Suivez les instructions d'assemblage pour garantir une installation correcte.

Composants et matériel du support



A Vis longue
× 4



B Vis moyenne
× 4




C Vis courte
× 5



D Bouton de
serrage
manuel × 9



E Tube de base
gauche × 1




F Tube de
base droit × 1



G Tige de
support × 1




H Tige de
levage × 1



I Tube de
connexion de la
base × 1



J Tige de
rotation × 1



K Crochet de
fixation × 2



L Roulette
pivotante
× 4




M Capuchon de
protection × 2



Manuel
d'instructions
× 1

Présentation du produit




1. Bouton de verrouillage du montage du panneau
2. Rail de montage
3. Crochet de fixation
4. Bouton de verrouillage de l'inclinaison
5. Assemblage de la base
6. Bouton de verrouillage du pivot
7. Bouton de réglage de la hauteur
8. Tige de support
9. Roulette pivotante

Instructions d'assemblage


Étape 1 : Assemblage de la base

1. Alignez le tube de base gauche (E) et le tube de base droit (F) avec le tube de connexion de la base (I).
2. Insérez les vis moyennes (B) dans les trous de fixation et serrez fermement toutes les vis à l'aide de l'outil approprié.




Étape 2 : Installation des roulettes

1. Retournez la base assemblée.
2. Vissez les roulettes pivotantes (L) dans les trous filetés situés aux extrémités des tubes de base. Serrez fermement chaque roulette.




Étape 3 : Installation de la tige de support

1. Insérez la tige de support (G) dans l'ouverture centrale de la base.
2. Fixez la tige de support à l'aide des vis longues (A).
3. Retournez la base et insérez la vis courte (C) dans le dessous de la base afin de verrouiller la tige de support en place. Serrez fermement toutes les vis.



Étape 4 : Installation de la tige de levage

1. Insérez la tige de levage (H) dans la tige de support (G). Réglez la tige de levage à la hauteur souhaitée en alignant les trous de réglage.
2. Insérez les capuchons de protection (M) dans les ouvertures supérieures de la tige de support et de la tige de levage.
3. Fixez la tige de levage à l'aide des boutons de serrage manuel (D). Serrez fermement les deux boutons afin de verrouiller la tige de levage à la hauteur sélectionnée.



Remarque :

- Alignez les trous de réglage avant d'installer les boutons de serrage manuel.
- Assurez-vous que les deux boutons sont complètement serrés avant de monter le panneau de thérapie.

Étape 5 : Installation de la tige de rotation

1. Insérez la tige de rotation (J) dans la partie supérieure de la tige de levage (H).
2. Fixez la tige de rotation à l'aide du bouton de serrage manuel (D) situé sur le côté de la tige de levage.
3. Serrez fermement le bouton afin de verrouiller la tige de rotation en position.




Orientation de montage

La tige de rotation peut être installée selon deux orientations, en fonction de la manière dont vous souhaitez monter le panneau de thérapie.

- **Montage horizontal du panneau**

Positionnez la tige de rotation de manière à ce que la rangée de trous de montage soit orientée vers le haut. Cette orientation permet de monter le panneau horizontalement.



- **Montage vertical du panneau**


Tournez la tige de 90° afin que la rangée de trous de montage soit orientée sur le côté. Cette orientation permet de monter le panneau verticalement.



Important : Vérifiez que les trous de montage sont orientés dans la bonne direction avant de serrer le bouton de serrage manuel. Cela garantit que le panneau de thérapie peut être installé correctement dans l'orientation souhaitée.

Étape 6 : Montage du panneau de thérapie

1. Fixez les crochets de fixation (K) à l'arrière du panneau de thérapie à l'aide des vis courtes (C). Serrez fermement les vis.
2. Soulevez le panneau de thérapie et placez soigneusement les crochets de fixation sur la tige de rotation (J).
3. Alignez les trous de montage des crochets avec les trous de la tige de rotation.
4. Fixez le panneau à l'aide des boutons de serrage manuel (D). Serrez fermement les deux boutons.
5. Vérifiez que le panneau de thérapie est de niveau et solidement fixé avant utilisation.




Important : Avant chaque utilisation, assurez-vous que les deux boutons de serrage manuel sont complètement serrés et que le panneau de thérapie est solidement fixé. N'utilisez pas le support si le panneau est desserré ou instable.

Utilisation du support RTL

Le support RTL permet de positionner votre panneau de thérapie Liroma compatible dans différentes orientations afin de répondre à vos besoins de traitement.


Orientation verticale :

1. Utilisez le panneau en position verticale lors du traitement de zones corporelles plus larges, telles que :
 - Dos
 - Colonne vertébrale
 - Jambes
 - Traitements du corps entier en position debout
2. Réglez la hauteur et l'inclinaison du support afin que la zone de traitement soit centrée devant le panneau de thérapie.



Orientation horizontale :

1. Tournez l'ensemble de montage afin que le panneau soit en position horizontale lors du traitement de zones en position allongée ou lorsqu'une zone de traitement plus large est souhaitée, telles que :
 - Poitrine
 - Abdomen
 - Épaules
 - Traitements du corps entier au-dessus d'un lit ou d'un canapé
2. Réglez la hauteur et l'angle afin de positionner le panneau confortablement au-dessus de la zone de traitement.



Entretien et maintenance

Un entretien approprié aidera à maintenir la stabilité et l'apparence de votre support Liroma.

- Essuyez le support avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de solvants ou de produits chimiques agressifs.
- Gardez toujours le support au sec. N'immergez aucune partie du support dans l'eau et ne laissez pas de liquides pénétrer dans les mécanismes de réglage.
- Inspectez régulièrement toutes les vis, les boutons de serrage manuel et les composants de fixation. Serrez toute pièce desserrée avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement les roulettes afin de vous assurer qu'elles tournent librement et qu'elles restent solidement fixées. Retirez toute saleté ou tout débris pouvant affecter leur mouvement.
- Inspectez le support afin de détecter tout signe d'usure, de dommage ou de déformation. N'utilisez pas le support si un composant est endommagé ou instable.
- Lors du déplacement du support, poussez-le lentement sur une surface plane. Évitez les chocs brusques, les surfaces irrégulières ou les obstacles pouvant provoquer le basculement du support.
- Rangez le support à l'intérieur, dans un endroit propre et sec, à l'abri d'une humidité excessive, de la lumière directe du soleil et des environnements corrosifs.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine Liroma. Ne modifiez pas le support et ne remplacez pas les composants par des pièces non approuvées.

Important : Assurez-vous toujours que le panneau de thérapie est solidement fixé et que tous les boutons de serrage manuel sont complètement serrés avant chaque utilisation.

Garantie

Une garantie limitée de deux ans à compter de la date d'achat couvre le support Liroma. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie applicable. Si un défaut survient pendant la période de garantie, Liroma pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit ou la pièce défectueuse sans frais supplémentaires.

Si le produit ne peut pas être réparé ou remplacé, Liroma peut fournir un produit de remplacement équivalent ou rembourser le prix d'achat initial, sous réserve des lois applicables en matière de protection des consommateurs.

Pendant les 180 premiers jours suivant la date d'achat, Liroma prendra en charge les frais d'expédition liés à une réclamation de garantie approuvée. Après les 180 premiers jours, le client est responsable des frais d'expédition du produit vers Liroma pour le service de garantie. Tout produit réparé ou remplacé sera couvert pendant le reste de la période de garantie initiale.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de :

- Une mauvaise utilisation, un usage abusif ou une négligence.
- Une installation ou un entretien incorrect.
- Une modification ou une réparation non autorisée.
- Un stockage ou un transport inapproprié.
- L'usure normale.
- Le vol, la perte ou les dommages accidentels.

Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation du produit par une personne autre qu'un technicien de service agréé peut entraîner des blessures et annuler cette garantie. Liroma n'est pas responsable des dommages, blessures ou pertes résultant d'un démontage, d'une réparation ou d'une tentative de réparation non autorisés du produit.